



**TOTAL
IMPLANT**
DENTAL SUPPLIER

CATÁLOGO



Todos los productos
en un sólo lugar



Envíos
gratis



Capacitación
continua



Amplio respaldo
científico

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO



LA VERDADERA
SOLUCIÓN INTEGRAL
EN IMPLANTOLOGÍA
Y REGENERACIÓN ÓSEA

- ¿Necesitas de **muchos proveedores** para **una sola cirugía**?
- ¿Tu actual proveedor **no está disponible** en el momento que lo necesitas?
- ¿Cancelas tu cirugía porque tu material **no llega en tiempo**?
- ¿**No tienes capacitación** por parte del proveedor para utilizar sus productos?

Si respondiste "sí" a alguna de estas preguntas
es momento de elegir a la familia **Total Implant**



TODO EN UN SÓLO LUGAR

Contamos con todos los materiales necesarios en una sola casa comercial sin necesidad de contactar a múltiples proveedores.



RECIBE GRATIS Y A TIEMPO

Entregas garantizadas en menos de 24 horas, y sin costo de envío



HECHOS, NO PALABRAS

Respaldo científico y evidencia clínica en todos nuestros productos.




CAPACITACIÓN CONTINUA

Global Trainer Department. Capacitación y actualizaciones continuas de nuestros productos.

SÚPER
PROMOCIONES

- En la compra de tu primer implante, recibe GRATIS los aditamentos para la rehabilitación. (Análogo, transfer, tornillo de cicatrización y ucla o poste recto)
- Además, **-15%** en todo el material de regeneración *NOVABONE, KOMETA BIO, OSTEOBIOL, MEDIPAC










Touareg-S™












*CON Y SIN MONTURA

Implantes cónicos con conexión hexagonal. Estabilidad primaria excepcional; permite el autorroscado y funcionalidad en todos los tipos de hueso. Titanio grado V. Conexión única para todos los 5 diferentes diámetros (todas las plataformas internamente miden 3.5). Sistema muy amigable, secuencia de fresado muy corta. Superficie AB/AE Chorreado de alúmina con grabado ácido.

Plataformas y alturas							\$125.00
Ø	6.25mm	8mm	10mm	11.5mm	13mm	16mm	18mm
3.5mm		ISPS0835	ISPS1035	ISPS1135	ISPS1335	ISPS1635	ISPS1835
3.75mm		ISPS0838	ISPS1038	ISPS1138	ISPS1338	ISPS1638	ISPS1838
4.2mm	ISPS0642	ISPS0842	ISPS1042	ISPS1142	ISPS1342	ISPS1642	ISPS1842
5.0mm	ISPS0650	ISPS0850	ISPS1050	ISPS1150	ISPS1350	ISPS1650	
6.0mm	ISPS0660	ISPS0860	ISPS1060	ISPS1160	ISPS1360		








Pilares de cicatrización delgados			
	RS3027	Pilar de cicatrización delgados 3.5 x 2mm	\$33.60
	RS3028	Pilar de cicatrización delgado 3.5 x 3mm	\$33.60
	RS3029	Pilar de cicatrización delgado 3.5 x 4mm	\$33.60
	RS3030	Pilar de cicatrización delgado 3.5 x 5mm	\$33.60
	RS3031	Pilar de cicatrización delgado 3.5 x 6mm	\$33.60

Pilares de cicatrización regulares			
	RS3022	Pilar de cicatrización regular 4.5 x 2mm	\$33.60
	RS3023	Pilar de cicatrización regular 4.5 x 3mm	\$33.60
	RS3024	Pilar de cicatrización regular 4.5 x 4mm	\$33.60
	RS3025	Pilar de cicatrización regular 4.5 x 5mm	\$33.60
	RS3026	Pilar de cicatrización regular 4.5 x 6mm	\$33.60

Pilares de cicatrización anchos			
	RS3012	Pilar de cicatrización ancho 6x 2mm	\$33.60
	RS3013	Pilar de cicatrización ancho 6x 3mm	\$33.60
	RS3014	Pilar de cicatrización ancho 6x 4mm	\$33.60
	RS3015	Pilar de cicatrización ancho 6x 5mm	\$33.60

Pilares de titanio delgados			
	RS3903	Pilar de titanio 3mm	\$48.00
	RS3906	Pilar de titanio 6mm	\$48.00
	RS3908	Pilar de titanio 8mm	\$48.00



Pilares de titanio regular

	RS3800	Pilar de titanio con hombro 0mm	\$48.00
	RS3801	Pilar de titanio con hombro 1mm	\$48.00
	RS3802	Pilar de titanio con hombro 2mm	\$48.00
	RS3803	Pilar de titanio con hombro 3mm	\$48.00
	RS3804	Pilar de titanio con hombro 4mm	\$48.00
	RS3811	Pilar de titanio de 12.5mm	\$48.00
	RS3890	Pilar de titanio macizo ancho	\$48.00



Pilares calcinables con base de oro

	RS3090	Pilar calcinable con base de oro	\$150.00
---	--------	----------------------------------	----------








Pilares calcinables con base de cobalto

	RS3094	Pilar calcinable con base de cobalto RS acoplable	\$62.00
	RS3100	Pilar calcinable con base de cobalto RS rotatorio	\$62.00







Pilares calcinables con base de titanio

	RS3095	Pilar calcinable con base de titanio con hexágono	\$48.00
	RS3097	Pilar calcinable con base de titanio sin hexágono	\$48.00



Pilares angulados

	RS4015	Pilar Angulado de 15°	\$58.00
	RS4016	Pilar Angulado de 15° largo	\$58.00
	RS4025	Pilar Angulado de 25°	\$58.00
	RS4035	Pilar Angulado de 35°	\$58.00
	RS4115	Pilar Angulado con hombro estético 1mm	\$58.00
	RS4117	Pilar Angulado con hombro estético 2mm	\$58.00
	RS4119	Pilar Angulado con hombro estético 3mm	\$58.00
















Pilares calcinables

	RS5000	Pilar calcinable liso con hexágono	\$42.00
	RS5010	Pilar calcinable con hexágono	\$42.00
	RS5020	Pilar calcinable liso sin hexágono	\$42.00
	RS5030	Pilar calcinable anatómico	\$42.00
	RS5040	Pilar macizo calcinable	\$42.00
	RS5050	Pilar calcinable sin hexágono	\$42.00

Pilares temporales de titanio

	RS3411	Pilar temporal de titanio con hexágono	\$48.00
	RS3422	Pilar temporal de titanio sin hexágono	\$48.00








Aditamentos Bola

	RS2650	Aditamento bola 0.5mm	\$48.00
	RS2651	Aditamento bola 1mm	\$48.00
	RS2652	Aditamento bola 2mm	\$48.00
	RS2653	Aditamento bola 3mm	\$48.00
	RS2654	Aditamento bola 4mm	\$48.00
	RS2655	Aditamento bola 5mm	\$48.00
	RS2861	Aditamento bola 1mm con hexágono	\$48.00
	RS2862	Aditamento bola 2mm con hexágono	\$48.00
	RS2863	Aditamento bola 3mm con hexágono	\$48.00
	RS2864	Aditamento bola 4mm con hexágono	\$48.00
	RS2865	Aditamento bola 5mm con hexágono	\$48.00
	RS2866	Aditamento bola 6mm con hexágono	\$48.00
	RS2660	Liga blanca para aditamento bola rígida	\$15.00
	RS2662	Liga rosa para aditamento bola blanda	\$15.00
	RS2675SS	Cazoleta de acero inoxidable para aditamento bola	\$30.00















Análogo

	RS5737	Análogo	\$22.00
---	--------	---------	---------


Pin de impresión

	RS5509	Pin de impresión cucharilla cerrada 9 mm	\$39.00
	RS5512	Pin de impresión cucharilla cerrada 12 mm	\$39.00
	RS5600	Pin de impresión cucharilla cerrada	\$39.00
	RS3510	Transfer estrecho de cucharilla abierta 3.6 x10 mm	\$39.00
	RS3514	Transfer estrecho de cucharilla abierta 3.6 x14 mm	\$39.00
	RS4510	Transfer de cucharilla abierta 4.5 x10 mm	\$39.00
	RS4514	Transfer de cucharilla abierta 4.5 x14 mm	\$39.00





Aditamentos tras mucosos (Multiunit)

	RS3731	Pilar TMA Multiunit recto 1mm	\$75.00
	RS3732	Pilar TMA Multiunit recto 2mm	\$75.00
	RS3733	Pilar TMA Multiunit recto 3mm	\$75.00
	RS3734	Pilar TMA Multiunit angulado 17° 2.5mm	\$75.00
	RS3735	Pilar TMA Multiunit angulado 30° 3mm	\$75.00
	RS3737	Pilar TMA Multiunit angulado 17° 3.5mm	\$75.00
	RS3738	Pilar TMA Multiunit angulado 30° 4mm	\$75.00
	RS5005	Pilar de cicatrización para pilar TMA	\$32.00
	RS4900	Pilar temporal de titanio para TMA	\$45.00
	RS5001	Pilar calcinable TMA	\$45.00
	RS5004	Análogo para TMA	\$28.00
	RS5006	Pin de impresión cucharilla abierta TMA	\$40.00
	RS5011	Pin de impresión cucharilla cerrada TMA	\$40.00
	RS0086	CAD/CAM	\$48.00

Secuencia de fresado



Conductores | Para uso de implantes sin montura

	RS9021	Driver de implante corto Hex. 2mm	\$50.00
	RS9026	Driver de implante medio Hex. 2.25 mm	\$50.00
	RS9029	Driver de implante largo Hex. 2.65 mm	\$50.00
	RA0050	Adaptador multi-instrumento	\$50.00

Precios en dólares americanos al tipo de cambio del día.

Touareg CloseFit™



Sistema de implantes cónico con conexión como morse. Ofrece una conexión única, fuerte y sólida: cono con hexágono. Minimiza los micro movimientos entre el pilar y el implante. Titanio grado V. Estabilidad inmediata, con su punta única y su diseño de doble rosca, cortan el hueso de una forma sin igual, y acomodan el hueso mientras van enroscándose. Superficie OsseoFix: enriquecida con calcio, fósforo y oxígeno.

UNP CloseFit™

Ø 2.75mm

Plataforma Ultra Angosta
Para crestas y espacios
reducidos y angostos

NP CloseFit™

Ø 3.0mm

Plataforma angosta
Para crestas y espacios
reducidos y angostos

RP CloseFit™


Ø 3.5mm

Plataforma Regular
Para crestas y espacios
de tamaño estándar

WP CloseFit™

Ø 4.3/5.0mm

Plataforma ancha
Para crestas y espacios
grandes/anchos








Touareg Ultra Narrow UNP 2.75mmD

*CON Y SIN MONTURA
Plataforma Súper Angosta






Plataformas y alturas \$140.00

∅	10mm	11.5mm	13mm	16mm	18mm
2.75mm	ISPUN1027	ISPUN1127	ISPUN1327	ISPUN1627	ISPUN1827






Pilares de cicatrización regulares

	UNP0004	Pilar de cicatrización UNP 4 x 2mm	\$36.50
	UNP0008	Pilar de cicatrización UNP 4 x 3mm	\$36.50
	UNP0009	Pilar de cicatrización UNP 4 x 4mm	\$36.50
	UNP0012	Pilar de cicatrización UNP 4 x 5mm	\$36.50
	UNP0013	Pilar de cicatrización UNP 4 x 6mm	\$36.50



Pilares de cicatrización delgados

	UNP0046	Pilar de cicatrización delgado UNP 2.75 x 2mm	\$36.50
	UNP0047	Pilar de cicatrización delgado UNP 2.75 x 3mm	\$36.50
	UNP0048	Pilar de cicatrización delgado UNP 2.75 x 4mm	\$36.50
	UNP0049	Pilar de cicatrización delgado UNP 2.75 x 5mm	\$36.50
	UNP0050	Pilar de cicatrización delgado UNP 2.75 x 6mm	\$36.50





Pilares de cicatrización cónicos

	UNP0090	Pilar de cicatrización cónico UNP 4 x 2mm	\$36.50
	UNP0091	Pilar de cicatrización cónico UNP 4 x 3mm	\$36.50
	UNP0092	Pilar de cicatrización cónico UNP 4 x 4mm	\$36.50
	UNP0093	Pilar de cicatrización cónico UNP 4 x 5mm	\$36.50
	UNP0094	Pilar de cicatrización cónico UNP 4 x 6mm	\$36.50



Pilares temporales

	UNP0043	Pilar provisional UNP con hexágono	\$55.00
	UNP0044	Pilar provisional UNP sin hexágono	\$55.00








Pilares X

	UNP5113	Transfer estrecho de cubeta cerrada 3.2 x13 mm	\$55.00
	UNP5213	Transfer de cubeta cerrada 4 x13 mm	\$55.00
	UNP5514	Transfer de cubeta abierta 4 x14mm	\$55.00
	UNP5614	Transfer estrecho de cubeta abierta 3.2 x14mm	\$55.00




Pilares cementados

	UNP0010	Pilar UNP delgado sin línea final	\$55.00
	UNP0019	Pilar UNP recto 1mm	\$55.00
	UNP0011	Pilar UNP recto 2mm	\$55.00
	UNP0064	Pilar UNP recto 3mm	\$55.00

Pilares angulados

	UNP0063	Pilar UNP angulado 15° 1mm	\$95.00
	UNP0015	Pilar UNP angulado 15° 2mm	\$95.00
	UNP0026	Pilar UNP angulado 15° 3mm	\$95.00
	UNP0018	Pilar UNP angulado 15° sin línea final	\$95.00
	UNP0080	Pilar UNP angulado con hombro estético 1mm	\$95.00
	UNP0081	Pilar UNP angulado con hombro estético 2mm	\$95.00
	UNP0082	Pilar UNP angulado con hombro estético 3mm	\$95.00

Pilar calcinable

	NP0045	Pilar calcinable UNP	\$45.00
	UNP3094	Pilar calcinable con base de cobalto UNP acoplable	\$72.00
	UNP3100	Pilar calcinable con base de cobalto UNP rotatorio	\$72.00







Aditamentos bola

	UNP0020	Aditamento bola UNP 0.5mm	\$90.00
	UNP0021	Aditamento bola UNP 1mm	\$90.00
	UNP0022	Aditamento bola UNP 2mm	\$90.00
	UNP0023	Aditamento bola UNP 3mm	\$90.00
	UNP0024	Aditamento bola UNP 4mm	\$90.00
	UNP0025	Aditamento bola UNP 5mm	\$90.00

Análogo

	UNP0007	Implante análogo UNP	\$37.50
---	---------	----------------------	---------

Pin de impresión

	UNP5213	Pin de impresión UNP cucharilla cerrada 4 x 13mm	\$57.00
	UNP5127	Pin de impresión UNP cucharilla cerrada	\$57.00
	UNP5514	Pin de impresión UNP cucharilla abierta 4 x 14mm	\$57.00
	UNP5014	Pin de impresión UNP cucharilla abierta	\$57.00
	UNP5614	Pin de impresión delgado UNP cucharilla abierta 3.2 x 14mm	\$57.00
	UNP5113	Pin de impresión delgado UNP cucharilla cerrada 3.2 x 13mm	\$57.00

Touareg CloseFit™ NP






3.0mmD

*CON Y SIN MONTURA
Plataforma angosta






Plataformas y alturas \$140.00

∅	10mm	11.5mm	13mm	16mm
3.0mm	ISPNP1030	ISPNP1130	ISPNP1330	ISPNP1630






Pilares de cicatrización regulares

	NP0004	Pilar de cicatrización regular NP 4.5 x 2mm	\$36.50
	NP0008	Pilar de cicatrización regular NP 4.5 x 3mm	\$36.50
	NP0009	Pilar de cicatrización regular NP 4.5 x 4mm	\$36.50
	NP0012	Pilar de cicatrización regular NP 4.5 x 5mm	\$36.50
	NP0013	Pilar de cicatrización regular NP 4.5 x 6mm	\$36.50



Pilares de cicatrización delgados

	NP0046	Pilar de cicatrización delgado NP 3.0 x 2mm	\$36.50
	NP0047	Pilar de cicatrización delgado NP 3.0 x 3mm	\$36.50
	NP0048	Pilar de cicatrización delgado NP 3.0 x 4mm	\$36.50
	NP0049	Pilar de cicatrización delgado NP 3.0 x 5mm	\$36.50
	NP0050	Pilar de cicatrización delgado NP 3.0 x 6mm	\$36.50

Pilares de cicatrización cónicos

	NP0090	Pilar de cicatrización cónico NP 4.5 x 2mm	\$36.50
	NP0091	Pilar de cicatrización cónico NP 4.5 x 3mm	\$36.50
	NP0092	Pilar de cicatrización cónico NP 4.5 x 4mm	\$36.50
	NP0093	Pilar de cicatrización cónico NP 4.5 x 5mm	\$36.50
	NP0094	Pilar de cicatrización cónico NP 4.5 x 6mm	\$36.50




Pilares temporales

	NP0043	Pilar provisional NP con hexágono	\$55.00
	NP0044	Pilar provisional NP sin hexágono	\$55.00





Pilar delgado

	NP0010	Pilar NP estrecho sin hombro	\$57.00
---	--------	------------------------------	---------

Pilares de titanio regular

	NP0019	Pilar NP de titanio con hombro estético a 1mm	\$57.00
	NP0011	Pilar NP de titanio con hombro estético a 2mm	\$57.00
	NP0064	Pilar NP de titanio con hombro estético a 3mm	\$57.00



Pilares angulados

	NP0015	Pilar NP angulado 15° de titanio con hombro estético a 1mm	\$95.00
	NP0026	Pilar NP angulado 15° de titanio con hombro estético a 2mm	\$95.00
	NP0063	Pilar NP angulado 15° de titanio con hombro estético a 3mm	\$95.00
	NP0018	Pilar NP angulado 15°	\$95.00



Pilar calcinable

	NP0045	Pilar calcinable con hexágono para Touareg NP	\$45.00
---	--------	---	---------

Pilares calcinables con base de titanio

	NP3095	Pilar calcinable con base de titanio NP con hexágono	\$53.00
	NP3097	Pilar calcinable con base de titanio NP sin hexágono	\$53.00


Pilares calcinables con base de cobalto

	NP3094	Pilar calcinable con base de cobalto NP acoplable	\$72.00
	NP3100	Pilar calcinable con base de cobalto NP rotatorio	\$72.00





Aditamentos bola

	NP0020	Aditamento bola NP 0.5mm	\$90.00
	NP0021	Aditamento bola NP 1mm	\$90.00
	NP0022	Aditamento bola NP 2mm	\$90.00
	NP0023	Aditamento bola NP 3mm	\$90.00
	NP0024	Aditamento bola NP 4mm	\$90.00

Análogo

	NP0007	Análogo NP	\$37.50
---	--------	------------	---------

Pin de impresión

	NP5113	Transfer estrecho de cubeta cerrada 3.2 x 13 mm	\$57.00
	NP5213	Transfer de cucharilla cerrada 4.2 x 13 mm	\$57.00
	NP5514	Transfer de cucharilla abierta 4.2 x 14 mm	\$57.00
	NP5614	Transfer estrecho de cucharilla abierta 3.2 x 14 mm	\$57.00

Touareg CloseFit™ RP






3.5mmD

*CON Y SIN MONTURA
Plataforma regular






Plataformas y alturas \$140.00

∅	8mm	10mm	11.5mm	13mm	15mm	18mm
3.5mm	ISPX0835	ISPX1035	ISPX1135	ISPX1335	ISPX1535	ISPX1835






Pilares de cicatrización delgados

	RP0046	Pilar de cicatrización RP delgado 3.5 x 2mm	\$36.50
	RP0047	Pilar de cicatrización RP delgado 3.5 x 3mm	\$36.50
	RP0048	Pilar de cicatrización RP delgado 3.5 x 4mm	\$36.50
	RP0049	Pilar de cicatrización RP delgado 3.5 x 5mm	\$36.50
	RP0050	Pilar de cicatrización RP delgado 3.5 x 6mm	\$36.50

Pilares de cicatrización regulares

	RP0022	Pilar de cicatrización RP regular 4.5 x 2mm	\$36.50
	RP0023	Pilar de cicatrización RP regular 4.5 x 3mm	\$36.50
	RP0024	Pilar de cicatrización RP regular 4.5 x 4mm	\$36.50
	RP0025	Pilar de cicatrización RP regular 4.5 x 5mm	\$36.50
	RP0026	Pilar de cicatrización RP regular 4.5 x 6mm	\$36.50




Pilares de cicatrización cónicos

	RP0090	Pilar de cicatrización RP cónico 4.5 x 2mm	\$36.50
	RP0091	Pilar de cicatrización RP cónico 4.5 x 3mm	\$36.50
	RP0092	Pilar de cicatrización RP cónico 4.5 x 4mm	\$36.50
	RP0093	Pilar de cicatrización RP cónico 4.5 x 5mm	\$36.50
	RP0094	Pilar de cicatrización RP cónico 4.5 x 6mm	\$36.50



Pilares cementados

	RP0020	Pilar recto delgado sin línea final	\$57.00
	RP0012	Pilar recto RP 1mm	\$57.00
	RP0011	Pilar recto RP 2mm	\$57.00
	RP0010	Pilar recto RP 3mm	\$57.00

Pilares angulados

	RP0013	Pilar RP angulado 15° de titanio con hombro estético a 1mm	\$95.00
	RP0014	Pilar RP angulado 15° de titanio con hombro estético a 2mm	\$95.00
	RP0015	Pilar RP angulado 15° de titanio con hombro estético a 3mm	\$95.00



Pilares temporales

	RP0043	Pilar temporal RP con hexágono	\$55.00
	RP0044	Pilar temporal RP sin hexágono	\$55.00



Pilar de plástico

	RP0045	Pilar de plástico RP	\$57.00
---	--------	----------------------	---------


Pilares calcinables con base de titanio

	RP3095	Pilar calcinable con base de titanio RP con hexágono	\$57.00
	RP3097	Pilar calcinable con base de titanio RP sin hexágono	\$57.00

Pilares calcinables con base de cobalto

	RP3094	Pilar calcinable con base de cobalto RP acoplable	\$72.00
	RP3100	Pilar calcinable con base de cobalto RP rotatorio	\$72.00

Pilares de zirconio

	ZA0214	Pilar RP de zirconio	
	ZA0207	Pilar RP de zirconio angulado 15°	



Aditamentos bola

	RP0051	Aditamento bola RP 0.5mm	\$90.00
	RP0052	Aditamento bola RP 1mm	\$90.00
	RP0053	Aditamento bola RP 2mm	\$90.00
	RP0054	Aditamento bola RP 3mm	\$90.00
	RP0055	Aditamento bola RP 4mm	\$90.00
	RP0056	Aditamento bola RP 5mm	\$90.00

Análogo

	RP0007	Análogo RP	\$37.50
---	--------	------------	---------

Pin de impresión

	RP0016	Pin de impresión cucharilla cerrada	\$57.00
	RP0017	Pin de impresión cucharilla abierta	\$57.00

Touareg CloseFit™ WP






4.3mmD
5.0mmD

*CON Y SIN MONTURA
Plataforma ancha






Plataformas y alturas \$140.00

∅	8mm	10mm	11.5mm	13mm	15mm	18mm
4.3mm	ISPX0843	ISPX1043	ISPX1143	ISPX1343	ISPX1543	ISPX1843
5.0mm	ISPX0849	ISPX1049	ISPX1149	ISPX1349	ISPX1549	ISPX1849






Pilares de cicatrización delgados

	WP0046	Pilar de cicatrización WP delgado 3.5 x 2mm	\$36.50
	WP0047	Pilar de cicatrización WP delgado 3.5 x 3mm	\$36.50
	WP0048	Pilar de cicatrización WP delgado 3.5 x 4mm	\$36.50
	WP0049	Pilar de cicatrización WP delgado 3.5 x 5mm	\$36.50
	WP0050	Pilar de cicatrización WP delgado 3.5 x 6mm	\$36.50





Pilares de cicatrización regulares

	WP0022	Pilar de cicatrización WP regular 4.5 x 2mm	\$36.50
	WP0023	Pilar de cicatrización WP regular 4.5 x 3mm	\$36.50
	WP0024	Pilar de cicatrización WP regular 4.5 x 4mm	\$36.50
	WP0025	Pilar de cicatrización WP regular 4.5 x 5mm	\$36.50
	WP0026	Pilar de cicatrización WP regular 4.5 x 6mm	\$36.50

Pilares de cicatrización cónicos

	WP0090	Pilar de cicatrización WP cónico 4.5 x 2mm	\$36.50
	WP0091	Pilar de cicatrización WP cónico 4.5 x 3mm	\$36.50
	WP0092	Pilar de cicatrización WP cónico 4.5 x 4mm	\$36.50
	WP0093	Pilar de cicatrización WP cónico 4.5 x 5mm	\$36.50
	WP0094	Pilar de cicatrización WP cónico 4.5 x 6mm	\$36.50



Pilares cementados

	WP0020	Pilar recto delgado sin línea final	\$57.00
	WP0012	Pilar recto WP 1mm	\$57.00
	WP0011	Pilar recto WP 2mm	\$57.00
	WP0010	Pilar recto WP 3mm	\$57.00

Pilares angulados

	WP0013	Pilar angulado 15° 1mm	\$95.00
	WP0014	Pilar angulado 15° 2mm	\$95.00
	WP0015	Pilar angulado 15° 3mm	\$95.00



Pilares temporales

	WP0043	Pilar temporal WP con hexágono	\$55.00
	WP0044	Pilar temporal WP sin hexágono	\$55.00



Pilar de plástico

	WP0045	Pilar de plástico WP	\$57.00
---	--------	----------------------	---------



Pilares calcinables con base de titanio

	WP3095	Pilar calcinable con base de titanio WP con hexágono	\$57.00
	WP3097	Pilar calcinable con base de titanio WP sin hexágono	\$57.00

Pilares calcinables con base de cobalto

	WP3094	Pilar calcinable con base de cobalto WP acoplable	\$72.00
	WP3100	Pilar calcinable con base de cobalto WP rotatorio	\$72.00


Pilares de zirconio

	ZA0314	Pilar WP de zirconio	
	ZA0307	Pilar WP de zirconio angulado 15°	



Aditamentos bola

	WP0051	Aditamento bola WP 0.5mm	\$90.00
	WP0052	Aditamento bola WP 1mm	\$90.00
	WP0053	Aditamento bola WP 2mm	\$90.00
	WP0054	Aditamento bola WP 3mm	\$90.00
	WP0055	Aditamento bola WP 4mm	\$90.00
	WP0056	Aditamento bola WP 5mm	\$90.00





Análogo

	WP0007	Análogo WP	\$37.50
---	--------	------------	---------

Pin de impresión

	WP0016	Pin de impresión cucharilla cerrada	\$57.00
	WP0017	Pin de impresión cucharilla abierta	\$57.00

Conductores | Para uso de implantes sin montura

	UNP	NP	RP	WP		
	(Hex. 2mm)	(Hex. 2)	(Hex. 2.25)	(Hex. 2.65)		
	UNP0068	NP0068	RP0068	WP0068	Driver de implante corto 24 mmL	\$65.00
	UNP0071	NP0071	RP0071	WP0071	Driver de implante medio 28 mmL	\$65.00
	UNP0074	NP0074	RP0074	WP0074	Driver de implante largo 36 mmL	\$65.00
	RA0050				Adaptador multi-instrumento	\$50.00

Aditamentos Closefit TMA

Aditamentos TMA Closefit™ NP


	NP0032	Pilar NP Transmucoso 1mm	\$95.00
	NP0033	Pilar NP Transmucoso 2mm	\$95.00
	NP0034	Pilar NP Transmucoso 3mm	\$95.00
	NP3729	Pilar NP Transmucoso 4mm	\$95.00
	NP3730	Pilar NP Transmucoso 5mm	\$95.00
	NP0035	Pilar NP Transmucoso angulado 17° 3 mmL	\$95.00
	NP0038	Pilar NP Transmucoso angulado 17° 4mmL	\$95.00
	NP0036	Pilar NP Transmucoso angulado 30° 3.5mmL	\$95.00
	NP0037	Pilar NP Transmucoso angulado 30° 5mmL	\$95.00

Aditamentos TMA Closefit™ RP

	RP0032	Pilar RP Transmucoso 1mm	\$95.00
	RP0033	Pilar RP Transmucoso 2mm	\$95.00
	RP0034	Pilar RP Transmucoso 3mm	\$95.00
	RP3729	Pilar RP Transmucoso 4mm	\$95.00
	RP3730	Pilar RP Transmucoso 5mm	\$95.00
	RP3734	Pilar RP Transmucoso angulado 17° 2.5 mm	\$95.00
	RP3737	Pilar RP Transmucoso angulado 17° 3.5 mm	\$95.00
	RP3735	Pilar RP Transmucoso angulado 30° 3 mm	\$95.00
	RP3738	Pilar RP Transmucoso angulado 30° 4mm	\$95.00

Aditamentos TMA Closefit™ WP

	WP3731	Pilar WP Transmucoso 1mm	\$95.00
	WP3732	Pilar WP Transmucoso 2mm	\$95.00
	WP3733	Pilar WP Transmucoso 3mm	\$95.00
	WP3729	Pilar WP Transmucoso 4mm	\$95.00
	WP3730	Pilar WP Transmucoso 5mm	\$95.00
	WP3734	Pilar WP Transmucoso angulado 17° 2.5 mm	\$95.00
	WP3737	Pilar WP Transmucoso angulado 17° 3.5 mm	\$95.00
	WP3735	Pilar WP Transmucoso angulado 30° 3 mm	\$95.00
	WP3738	Pilar WP Transmucoso angulado 30° 4mm	\$95.00



ONE™



Estos implantes monobloque del sistema Adin, cuentan con punta activa y superficie AB/AET™, son implantes de cuerpo cónico con diseño en espiral que condensan el hueso durante su instalación.

Plataformas y alturas \$125.00

∅	10mm	11.5mm	13mm	15mm
3.0mm	IO1030	IO1130	IO1330	IO1530
3.3mm	IO1033	IO1133	IO1333	IO1533
3.6mm	IO1036	IO1136	IO1336	IO1536
4.2mm	IO1042	IO1142	IO1342	IO1542
5.0mm	IO1050	IO1150	IO1350	IO1550




































RS3812	Aditamento One Piece	\$45.00
RS6025	Desarmador manual corto One Piece	\$60.00
RS6026	Desarmador manual largo One Piece	\$60.00

Herramientas

Instrumental Quirúrgico









	RS6111	Torquímetro quirúrgico 35 - 100 NC	\$300.00
	RS6112	Torquímetro protésico 15 - 35 NC	\$300.00
	RS6100	Matraca	\$115.00
	RS7001	Desarmador quirúrgico	\$150.00
	RS6180	Sonda de profundidad	\$65.00
	RS9027	Extensión de fresa	\$62.00
	RS6150	Pin de paralelismo 11	\$24.00
	RS6155	Pin de paralelismo 16	\$24.00
	NP0005	Desarmador control de torque largo 2 mm NP	\$60.00
	NP0006	Desarmador control de torque corto 2mm NP	\$60.00
	RP0066	Desarmador control de torque largo 2.2 mm RP	\$60.00
	RP0067	Desarmador control de torque corto 2.2 mm RP	\$60.00
	WP0066	Desarmador control de torque largo 2.6 mm WP	\$60.00
	WP0067	Desarmador control de torque corto 2.6 mm WP	\$60.00
	UNP1001	Herramienta para pilar de inserción UNP / NP	
	UNP3812	UNP One Piece de rosca 1mm	
	UNP3813	UNP One Piece de rosca 2mm	
	UNP3814	UNP One Piece de rosca 3mm	

Instrumental Quirúrgico



	RS6011	Llave de torsión hexagonal corta 2.4	\$40.00
	RS6012	Llave de torsión hexagonal larga 2.4	\$40.00
	RS6094	Llave manual hexagonal mediana 1.27	\$40.00
	RS6095	Llave manual hexagonal corta 1.27	\$40.00
	RS6097	Llave manual hexagonal larga 1.27	\$40.00
	RS6090	Desarmador para Aditamento bola	\$75.00
	RS6080	Llave de control de torque 1.27 corta	\$54.00
	RS6082	Llave de control de torque 1.27 larga	\$54.00
	RS6197	Llave de control de torque para TMA corta	\$64.80
	RS6196	Llave de control de torque para TMA larga	\$64.80
	RS6191	Desarmador largo para TMA	\$72.00
	RS6193	Desarmador corto para TMA	\$72.00
	RS6194	Desarmador manual para TMA 2mm mediano	\$69.00
	RS6195	Desarmador manual para TMA 2mm largo	\$69.00
	RA0050	Adaptador multi-instrumento	\$50.00
	RS9020	Adaptador para contrángulo corto	\$65.00
	RS9025	Adaptador para contrángulo largo	\$65.00
	RS9021	Adaptador para contrángulo Hex 2.4mm corto	\$50.00
	RS9026	Adaptador para contrángulo Hex 2.4mm mediano	\$50.00
	RS9029	Adaptador para contrángulo Hex 2.4mm largo	\$50.00
	RS9030	Adaptador para contrángulo TMA corto	\$65.00
	RS9035	Adaptador para contrángulo TMA largo	\$65.00
	NP0062	Adaptador para contrángulo corto NP	\$75.00
	NP0072	Adaptador para contrángulo largo NP	\$75.00
	RP0062	Adaptador para contrángulo corto RP	\$75.00
	RP0072	Adaptador para contrángulo largo RP	\$75.00
	WP0062	Adaptador para contrángulo corto WP	\$75.00
	WP0072	Adaptador para contrángulo largo WP	\$75.00
	UNP0068	Adaptador de la pieza de mano UNP 2 mm Hex - Corto	\$65.00
	UNP0071	Adaptador de la pieza de mano UNP 2 mm Hex - Mediano	\$65.00
	UNP0074	Adaptador de la pieza de mano UNP 2 mm Hex - Largo	\$65.00
	RP0065	Llave de torque corta Closefit	\$46.00
	RP0005	Llave de torque larga Closefit	\$46.00

Precios en dólares americanos al tipo de cambio del día.

Fresas de dos fases

	Fresas largas		Fresas cortas		
	DL1820	Fresa piloto 2mm x 18 mm	DL1320	Fresa piloto 2mm x 13 mm	\$55.00
	DL1828	Fresa 2.3 / 2.8 18 mm	DL1328	Fresa 2.3 / 2.8 13 mm	\$55.00
	DL1832	Fresa 2.8 / 3.2 18 mm	DL1332	Fresa 2.8 / 3.2 13 mm	\$55.00
	DL1836	Fresa 3.2 / 3.6 18 mm	DL1336	Fresa 3.2 / 3.6 13 mm	\$55.00
	DL1842	Fresa 3.8 / 4.2 18mm	DL1342	Fresa 3.8 / 4.2 13mm	\$55.00
	DL1846	Fresa 4.2 / 4.6 18mm	DL1346	Fresa 4.2 / 4.6 13mm	\$55.00
	DL1852	Fresa 4.8 / 5.2 18mm	DL1352	Fresa 4.8 / 5.2 13mm	\$55.00
	DL1856	Fresa 5.2 / 5.6 18mm	DL1356	Fresa 5.2 / 5.6 13mm	\$55.00


Fresas de tres fases


	TD1511	Fresa de tres fases corta	\$55.00
	TD2218	Fresa de tres fases larga	\$55.00

Fresa lanza

	RS8032	Fresa de lanza	\$35.00
---	--------	----------------	---------

Kits quirúrgicos

	RS6301	Kit quirúrgico premium	\$1,170.00
	RS6322	Kit quirúrgico avanzado	\$805.00
	RS6333	Kit quirúrgico estándar	\$630.00
	RS6300	Kit protésico	\$1,170.00
	UN6301	Kit quirúrgico UNP Starter	\$280.00












STOP KIT Adin Código: Stopkit01







El Kit de Stoppers de ADIN permite el control total de la profundidad de la osteotomía de forma rápida, fácil y sencilla.

\$189.00

Tornillos

	RS3435	Tapa de cierre	\$16.00
	RS3400	Tornillo protésico	\$16.00
	RS3402	Tornillo protésico corto	\$16.00
	RS3401	Tornillo de retracción	\$16.00
	UNP0001	Tornillo para pilar UNP	\$16.00
	NP0001	Tornillo para pilar NP	\$16.00
	NP0002	Tapa de cierre NP	\$16.00
	RP0001	Tornillo para pilar RP	\$16.00
	WP0001	Tornillo para pilar WP	\$16.00

Mini Implante

	TRI SR115	Mini Implante 2.40 x 11.5 mm	\$ 60.00
	TRI SR130	Mini Implante 2.40 x 13 mm	\$ 60.00
	TIT-S	Desarmador corto	\$ 45.00
	TIT-L	Desarmador largo	\$ 45.00
	NC	Nylon Cazoleta	\$ 15.00
	MH	Cazoleta de metal	\$ 25.00



KometaBio

Tissue Engineering

**REALIZA INJERTOS DE HUESO
CON LAS MISMAS EXTRACCIONES DE TU PACIENTE**



¿Sabías que la dentina humana tiene las mismas propiedades de injerto que el hueso cortical?

Es por eso que los dientes humanos son un material orgánico muy valioso y no debe de desperdiciarse. Los dientes extraídos pueden ser reciclados como injerto autólogo, el cual es considerado como una de las mejores opciones de regeneración. La dentina autógena estimula el crecimiento de hueso, por esta razón el KOMETABIO es una herramienta potente para los procedimientos quirúrgicos.

GR101	Dentin grinder KIT	\$1,750.00
GR102	Dentin consumible	\$340.00
GR103	Dentin set limpiador	\$100.00




NOVABONE

DRIVING INNOVATION IN OSTEOBIOLOGICS


NovaBone se dedica al desarrollo de sustitutos óseos excepcionales que simplifican los procesos de colocación de injertos. Todas sus líneas de productos están diseñadas para acelerar el proceso de curación natural del cuerpo mediante la liberación controlada de los iones y promoviendo los cambios químicos que estimulan la actividad celular y el desarrollo las células que forman hueso nuevo.

La liberación de las partículas de silicio (Si) es la clave en la señalización y el reclutamiento de células precursoras de hueso en el defecto que generan la diferenciación, proliferación y estimulación de la regeneración ósea. Fenómeno donde las interacciones biológicas físicas y químicas resultan en la formación de hueso se denomina óseo-estimulación.



NOVABONE[®] DENTAL PUTTY

ÚNICO HUESO SINTÉTICO ÓSEO-ESTIMATIVO
APROBADO POR LA FDA



- Compuesto por Fosfosilicato de calcio + glicerina
- 100% Re absorbible
- Rinde el doble que los huesos granulados (1 cc de Novabone rinde lo que 2 cc granulados)
- Fácil manipulación (Ahorra tiempo, no se pega en los guantes)
- No necesita mezclar ni manipular
- No tóxico, no existen incidentes reportados
- Mínimamente invasivo
- Aspecto radiográfico (desde las primeras dos semanas de haberlo colocado)
- Óseo-Conductivo y Óseo-Estimulativo



Sistema de aplicación patentado

La masilla dental NovaBone para injertos óseos está disponible en varias opciones de aplicación: jeringas precargadas y un sistema de aplicación patentado mediante cartucho. NovaBone está disponible en cartuchos unidosis desechables. El diámetro de la cánula es de 2,8 mm (interior) y 3 mm (exterior), lo que resulta idóneo para aplicar la masilla, especial-

mente en técnicas mínimamente invasivas tales como intervalos de separación en la colocación inmediata de implantes y en procedimientos de elevación del seno maxilar mediante una aproximación crestal. Los cartuchos están disponibles en varios tamaños y se usan en combinación con el dispensador correspondiente.

	EU1610	1 x 0.5 CC jeringa	\$79.50
	EU1620	2 X 0.5 CC en jeringa	\$152.00
	EU3620	2 x 0.5 CC en cartucho	\$169.50
	NA4640	4 x 0.25CC mini cartucho	\$188.00
	NA4600	Pistola dispensadora de mini cartucho	\$40.00
	NA3600	Pistola dispensadora de cartuchos	\$79.50
	EU3640	4 x 0.5 CC en cartuchos	\$336.00
	EU0820	Dental Bone Graft Morsels	\$139.00

Precios en dólares americanos al tipo de cambio del día.

NOVABONE®

**APÓSITOS PARA HERIDAS DE COLÁGENO
QUE ABSORBEN LA SANGRE Y FLUIDOS
Y PROTEGEN EL SITIO
PARA UNA REGENERACIÓN ÓPTIMA**

NOVATAPE



- Para cierre de sitios injertados
- Apósito de heridas menores
- Elevación de seno
- Y preservación canto

Caja con 10 unidades
(strips) de 2.5cm x 7.5cm
Tiempo de vida: 2 años

NA2210	NOVATAPE caja c/10	\$180.00
NA2210-1	NOVATAPE 1 PZA	\$21.00

NOVAPLUG



- Para contención y protección del injerto
- Extracción de alveolos
- Y sitios de biopsia

Caja con 10 unidades
(plugs) de 1cm x 2cm
Tiempo de vida: 2 años

NA2200	NOVAPLUG caja c/10	\$130.00
NA2200-1	NOVAPLUG 1 PZA	\$16.00

OsteoBiol®

by TecnoSS

BIOMATERIALES NATURALES PARA REGENERACIÓN TISULAR

OsteoBiol® es una línea completa e innovadora de biomateriales: una familia de productos desarrollados específicamente para cada indicación clínica. Los xenoinjertos son los biomateriales más utilizados en el mundo porque:

- Los tejidos de origen son extremadamente seguros y están disponibles en cantidades ilimitadas.
- La superficie y porosidad del hueso heterólogo son extremadamente similares al hueso autólogo.
- No es necesario recolectar hueso autólogo en zonas extra-orales, con los consiguientes riesgos de morbilidad y complicaciones post-operatorias.
- Los xenoinjertos estériles son completamente biocompatibles y seguros.
- Ninguna reacción adversa después del injerto debido a la degradación del biomaterial.
- Fáciles de utilizar, curva de aprendizaje muy rápida.
- Los xenoinjertos con colágeno estimulan la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos.
- Amplia documentación científica.
- Excelentes actuaciones clínicas.
- Pueden ser conservados a temperatura ambiente.
- Amplia fecha de caducidad de todos los productos (5 años desde la fecha de producción).
- Excelente relación calidad/precio.



HUESO GEN-OS

Mix de hueso córtico-esponjoso colagenado. Granulometría 250-1000 micras

Es una réplica natural del hueso autólogo. Conserva la misma estructura íntima (matriz y forma porosa) y se caracteriza por una elevada osteoconductividad. Es biocompatible y biodisponible.

Reabsorbe gradualmente, contribuyendo a preservar la forma y el volumen del injerto original (propiedad osteoconductiva) y favoreciendo la completa "restitución e integración" del déficit óseo.

M1052FS	Gen-Os 1 Vial Granulado Porcino 0.25g	\$60.29
MI005FS	Gen-Os 1 Vial Granulado Porcino 0.5g	\$85.53
M1010FS	Gen-Os 1 Vial Granulado Porcino 1g	\$134.61
M1020FS	Gen-Os 1 Vial Granulado Porcino 2g	\$255.20



GEN-OS®+ TSV GEL

Una combinación única para la estabilización del injerto

Es beneficiosa en los casos donde haya escaso soporte óseo alrededor del defecto. La viscosidad de OsteoBiol® TSV Gel mejora la estabilidad y la manipulación de las membranas Evolution, particularmente durante la delicada fase de cierre del colgajo.

TSV005S	1 Jeringa 0.5 c.c. + 1 Vial 0,5gr	\$152.69
TSV010S	1 Jeringa 1.0 c.c. + 1 Vial 1gr	\$229.82



MEMBRANA EVOLUTION

Pericardio heterólogo

Su estructura constituida por densas fibras de colágeno tiene una elevada consistencia y una extraordinaria resistencia que ofrece:

- La máxima adaptabilidad al tejido óseo y a los tejidos blandos
- Fácil y segura a la hora de suturar con los tejidos colindantes
- La mejor interfaz membrana/hueso y membrana/periostio
- Estabilidad y protección prolongada del eventual injerto cubierto

EM02HS	Membrana Porcina 20x20x(0.6)mm	\$127.01
EM03HS	Membrana Porcino 30x30x(0.6)mm	\$155.23
EM00HS	Membrana Porcino Oval 25x35x(0.6)mm	\$141.12
EM02XS	1 Evo X-FINA I 20 x 20 x (0,2) mm	
EV06LLE	1 Evolution 80 x 60 x (0,4)mm	\$574.89



LÁMINA

Hueso cortical

Son producidas con un método exclusivo de Tecnos[®] que evita la ceramización de los cristales de hidroxiapatita, acelerando la reabsorción fisiológica. Después de un proceso de descalcificación superficial, adquiere una consistencia elástica, manteniendo la compatibilidad típica del tejido óseo original.

LS25FS	Hueso suave cortical Lámina Fina 25x25 (0.5)mm Porcino	\$191.74
LS23FS	Lámina Fina 25x35 (0.5)mm Porcino	\$221.87
LS03SS	Lámina Estándar 30x30mm (2.0mm) Porcino	\$191.74
LS24LS	Hueso cortical Semi Suave 20x40 (1.0)mm Porcino	\$245.15
LS10HS	Lámina Curva Mediana 35x35 (.9)mm Porcino	\$245.15

APATOS

100% mix de hueso cortical y esponjoso.
Similar al hueso humano.

Apatos es un biomaterial de origen heterólogo con características similares al hueso humano mineralizado; puede ser utilizado como alternativa al hueso autólogo.

La consistencia natural y microporosa de Apatos facilita la formación de nuevo tejido óseo en el área del defecto, acelerando el proceso fisiológico.



A1005FS	1 Vial Apatos 0.5 gr	\$79.92
A1010FS	1 Vial Apatos 1.0 gr	\$124.79
A0210FS	1 Vial Apatos Gránulo grande 1000 - 2000 µm 1.0 gr	\$124.79



MP3

Hueso esponjoso y cortical con un 10% de colágeno. Máximo rendimiento y manejo.

Biomaterial de origen heterólogo compuesto de gránulos prehidratados colagenados córtico-esponjosos pertinentemente mezclados con OsteoBiol® Gel 0, lo cual permite omitir la fase de hidratación.

A3095FS	1 Jeringa de hueso 0.5cc	\$109.37
A3005FS	1 Jeringa de hueso 1.00 cc	\$143.02
A3075FS	3 Jeringas de hueso de 0.25cc cada una (0.75cc)	\$250.99
A3015FS	3 Jeringas de hueso de 0.5cc cada una (1.5cc)	\$325.30
A303FS	3 Jeringas de hueso de 1.0cc (3.0cc)	\$394.94



PUTTY

Pasta de mix de hueso con un 20% de colágeno. Diseñado para defectos peri-implantarios.

Putty es una pasta de hueso compuesta al menos por un 80% de hueso heterólogo micronizado (granulometría $\leq 300 \mu\text{m}$) y 20% gel de colágeno, lo que otorga al producto una plasticidad y maleabilidad excepcional, facilitando su aplicación en alveolos y en defectos con paredes.

HPT52S	1 Jeringa 0.25 c.c. (Aprox. 0,5 gr)	\$82.73
HPT09S	1 Jeringa 0.5 c.c. (Aprox. 1 gr)	\$113.58
HPT32S	PACK 3 Jeringas 0.25 c.c.	\$235.57
HPT35S	PACK 3 Jeringas 0.5 c.c.	\$294.46



GEL 40

Gel de mix de hueso con un 40% de colágeno. Ideal para bolsas periodontales y recesiones gingivales.

Matriz de colágeno (tipo I y III) obtenida mediante un exclusivo proceso de TecnoSS®, cargado con un 60% de su volumen con hueso heterólogo micronizado. Tiene una rápida y total reabsorción, y está dotado de excelentes propiedades antiinflamatorias, eutróficas y cicatrizantes. Es un producto ideal para el tratamiento de bolsas periodontales y recesiones gingivales.

05GEL40S	1 Jeringa 0.5 c.c.	\$98.15
15GEL40S	3 Jeringas 0.5 c.c.	\$234.16



DT020

1 Duo-Teck | 20 x 20 x (1) mm

\$55.39

DUO-TECK

Membrana revestida de hueso.
Biocompatible y de rápida reabsorción.

Es una membrana constituida por colágeno liofilizado de origen equino, biocompatible y con una rápida reabsorción.

Se diferencia de otras membranas debido a que por un lado ha sido revestida con una película de hueso micronizado, también de origen equino: este revestimiento aumenta la compactibilidad y la estabilidad.



DTN625

1 Blíster de 6 membranas Duo-Teck Felt 25 x 25 x (0,2) mm

\$221.54

DUO-TECK FELT

Colágeno liofilizado.
Para una separación de tejidos con una consistencia diferente.

Duo-Teck Felt es una membrana constituida por colágeno liofilizado equino, biocompatible y con una rápida reabsorción.

Se trata de una membrana para separar los tejidos, entre los bordes gingivales repositionados y el tejido óseo que se encuentra debajo.

De hecho, Duo-Teck Felt se puede utilizar en todos los casos que necesiten de una simple separación entre tejidos con una consistencia diferente y durante un corto espacio de tiempo.



ED05SS

Derma STD 50x50x(2) mm

\$218.74

ED03SS

Derma STD 30x30x(2) mm

\$118.00

ED15SS

Derma STD 15x5x(2) mm

\$118.00

ED75SS

Derma STD 7x5x(2) mm

\$118.00

ED25FS

Derma FINA 25x25x(0,8-1) mm

\$140.00

ED05FS

Derma FINA 50x50x(0,8-1)mm

\$218.74

ED02LS

Derma X-Fina 20 x 20 x (0,6) mm

\$111.36

ED21FS

Derma FINA OVAL 12 x 8 x (0,8-1) mm

DERMA

100% dermis. Standard, Fina, Oval y X-Fina.
Diseñado para defectos peri-implantarios.

Obtenida de la dermis de origen porcino mediante un procedimiento exclusivo de TecnoSS®, la membrana Derma es completamente reabsorbible.

Su fuerte consistencia y resistencia permiten una estabilización perfecta y una protección prolongada del injerto subyacente en los procedimientos de grandes regeneraciones, junto con una acción de fuerte barrera para guiar el crecimiento del tejido epitelial y previniendo su invaginación.



LÁMINA CORTICAL RÍGIDA

Producto diseñado específicamente para la técnica de encofrado
 La Lámina Cortical Semirrígida OsteoBiol® está fabricada con hueso cortical procino producido con un método exclusivo de TecnoSS® que evita la ceramización de los cristales de hidroxiapatita, acelerando la reabsorción fisiológica.

LS35LS	1 Lámina RÍGIDA 35 x 35 x (1) mm	\$279.03
LS24LS	1 Lámina RÍGIDA 20 x 40 x (1) mm	
LS03SS	1 Lámina cortical Soft 30 x 30 x (2) mm	\$196.30



SP-BLOCK

Bloque rígido 100% hueso esponjoso.
 Soporta la formación de nuevo hueso.
 Sp-Block soporta la formación de nuevo hueso: gracias a su consistencia rígida y a su forma, es capaz de mantener en el tiempo el volumen del injerto original, lo cual es particularmente importante en los casos de grandes regeneraciones.

BN2E	1 Sp-Block 10 x 20 x 20 mm	\$241.17
BN8E	1 Sp-Block 35 x 10 x 5 mm	\$150.03
BN1E	1 Sp-Block 10 x 10 x 20 mm	\$189.29
BN0E	1 Sp-Block 10 x 10 x 10 mm	\$150.03
STN5S	1 Dual Block Curvado 20 x 10 x 5 mm	\$182.28



**UNIDAD QUIRÚRGICA
MOTOR SIN ESCOBILLAS
AUTOCLAVABLE**

2 AÑOS DE GARANTÍA

*Seguro, confiable,
silencioso, ligero
y fácil de usar*



- Motor con cable
Desinfectable / esterilizable
- Potente motor sin escobillas
- Diseño compacto
- Velocidad amplia
- Preciso

¡Completo, potente, elegante y preciso!

OMEGA IMPLANT es un sistema completo, desarrollado especialmente bajo la consideración de todas las necesidades en implantología y cirugías.

OMEGA IMPLANT también ofrece los más altos estándares de ergonomía y flexibilidad.

Con un par de motor de 72 Ncm y un rango de revoluciones del motor de 400 - 40.000 rpm (20 - 20000 con 20: 1) OMEGA IMPLANT es un instrumento impresionantemente potente.

Bomba Avanzada de Riego

- Montaje sencillo de tubos de irrigación - Muy ergonómico y con sistema de cierre - Mejor control del flujo de riego con flujo constante - Operaciones estables y silenciosas - 3 potencias de flujo disponibles: MIN - MED - MAX.

Disponible con 2 controles de pie diferentes



OMG400E	Easy Pedal incluye contrángulo con luz, sin irrigación	\$ 1,549.00
OMG400S	Standard Pedal incluye contrángulo con luz, sin irrigación	\$ 1,649.00
OMG400DL	DeLuxe Pedal incluye contrángulo con luz, sin irrigación	\$ 1,849.00
AOMG300DL	DeLuxe Pedal Autoclavable incluye contrángulo con irrigación	\$ 2,245.00
3203CH	Contrángulo 70n	\$ 295.00




medipac[®]

MEDICAL SUPPLIES

Total Implant | 31

MEMBRANAS NO ABSORBIBLES DE PTFE CON Y SIN REFUERZO DE TITANIO

	PDM1424Ti	Membrana con refuerzo de titanio 14mm x 24mm	\$189.00
	PDM2025Ti	Membrana con refuerzo de titanio 20mm x 25mm	\$205.00
	PDM2530	Membrana no reabsorbible 25mm x 30mm	\$115.00
	PR611	Sutura quirúrgica estéril 5/0 1.0 1x45cm 12mm CAJA C/12 PZAS.	\$119.00
	PR611-1	Sutura quirúrgica estéril 5/0 1.0 1x45cm 12mm 1 PZA.	\$10.80
	PR621	Sutura quirúrgica estéril 5/0 1.0 1x45cm 16mm CAJA C/12 PZAS.	\$119.00
	PR621-1	Sutura quirúrgica estéril 5/0 1.0 1x45cm 16mm 1 PZA	\$10.80
	PR622	Sutura quirúrgica estéril 4/0 1.5 1x45cm 16mm CAJA C/12 PZAS.	\$119.00
	PR622-1	Sutura quirúrgica estéril 4/0 1.5 1x45cm 16mm 1 PZA.	\$10.80
	PR623	Sutura quirúrgica estéril 3/0 2.0 1x45cm CAJA C/12 PZAS.	\$119.00
	PR623-1	Sutura quirúrgica estéril 3/0 2.0 1x45cm 1 PZA.	\$10.80
	PIN003	10 Tachuelas de titanio	\$160.00
	DESARM.	Mango para tachuelas	\$165.00

MEMBRACEL	MEMCEL	Membrana reabsorbible 30x30mm	\$75.00
------------------	--------	-------------------------------	---------

ZEST ANCHORS

	LOC 8661	Loctaror abutment 3.5 x 0mm	\$115.00
	LOC 8662	Locator abutment 3.5 x 1 mm	\$115.00
	LOC 8663	Locator abutment 3.5 x 2.5 mm	\$115.00
	LOC 8664	Locatro abumtent 3.5 x 3.5 mm	\$115.00
	LOC 8665	Locator abutment 3.5 x 4.5 mm	\$115.00
	LOC 8625	Locator abutment 3.5 x 5.5 mm	\$115.00
	LOC 8626	Locator abutment 3.5 x 6.5 mm	\$115.00
	CAZ 8529	Cazoleta para locator	\$30.00
	LOC 8393	Llave para locator	\$82.00
	LOC 8530	Análogo para locator (4 paq)	\$68.50
	LOC 8505	Pin de impresión para locator (4 paq)	\$68.50
	LOC 4011	Kit de Locator para raíz	\$285.00



CDMX (55) 5661 3390 Y 91 | MTY (81) 1522 3739 | GDL (33) 3113 5656
LADA sin costo 01800 467 1764
info@totalimplant.mx
www.totalimplant.mx

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO

